

Mode d'emploi :

- 1 Préparer le liquide attractif (idée de recette à fournir ou QR code)
- 2 Verser l'attractif sucré (ex : 1/3 sirop de grenadine + 1/3 bière + 1/3 vin blanc) environ 100 ml sur une éponge
- 3 Visser le couvercle et placer votre piège à l'horizontale sur le site de piégeage
- 4 Renouveler régulièrement l'attractif sur l'éponge : idéalement toutes les semaines, au minimum toutes les 2 semaines.

Suivi en ligne:




Avec l'application Beesforlife, je peux suivre en ligne les pièges, et faire avancer les recherches scientifiques sur

Les frelons: Créer mon compte
SUIVI PIEGES mon compte <https://www.beesforlife.fr/frelons-asiatiques/lutte-contre-le-frelon-asiatique-2026/>

Protocole de suivi :



Frelons asiatiques et dit-européen



Autres insectes

Eliminer



Placez le frelon pendant 24h
Au congélateur à -15°
Ou plonger le piège dans
son intégralité dans un
seau d'eau(Solution la
plus sécurisée)

Relâcher



Placer au frigo
pendant 1 h . Le froid
peut calmer les
insectes pour
faciliter la sélection
sans prendre de
risque